

# IMPLANTATE

## (R)EVOLUTION


Das Champions® (R)Evolution ist ein 2-teiliges Schraubimplantat, das auf Knochenniveau zu inserieren ist. Es stehen Implantate in den Durchmessern 3,5/4,0/4,5/5,5 mm und Längen von 6,5/8/10/12/14/16 mm zur Verfügung. Hierdurch ist ein weitgefächertes Indikationsspektrum gegeben. Das Implantat eignet sich für folgende Insertionen:

- zur Insertion in den bereits langfristig abgeheilten Kieferknochen (Spätimplantation)
- zur verzögerten Insertion (6 - 8 Wochen nach Zahnextraktion)
- zur Sofortimplantation (direkt nach Zahnextraktion – unter entsprechenden Bedingungen).

(R)Evolution-Implantate können in allen Knochenqualitäten des Ober- und Unterkiefers (D1 - D4) mit und ohne Augmentationen eingesetzt werden.

Beachten Sie bitte die Indikationseinschränkungen in der Gebrauchsanleitung.

Material: Titan Grad 4



Durchmesser	Länge	Höhe	Art.-Nr.	Typ
3,5 mm	6,5 mm	3,5 mm	0800	●
	8 mm	3,5 mm	0815	
	10 mm	3,5 mm	0830	
	12 mm	3,5 mm	0845	
	14 mm	3,5 mm	0860	
	16 mm	3,5 mm	0875	
4,0 mm	6,5 mm	3,5 mm	0802	
	8 mm	3,5 mm	0817	
	10 mm	3,5 mm	0832	
	12 mm	3,5 mm	0847	
	14 mm	3,5 mm	0862	
	16 mm	3,5 mm	0877	
4,5 mm	6,5 mm	3,5 mm	0805	
	8 mm	3,5 mm	0820	
	10 mm	3,5 mm	0835	
	12 mm	3,5 mm	0850	
	14 mm	3,5 mm	0865	
	16 mm	3,5 mm	0880	
5,5 mm	6,5 mm	3,5 mm	0810	
	8 mm	3,5 mm	0825	
	10 mm	3,5 mm	0840	
	12 mm	3,5 mm	0855	
	14 mm	3,5 mm	0870	
	16 mm	3,5 mm	0885	