

VIERKANT „NEW ART“


Das Champions®-Vierkant ist ein 1-teiliges Schraubimplantat, das auf Knochenniveau zu inserieren ist. Es stehen Implantate in den Durchmessern 3,0/3,5/4,5/5,5 mm und Längen von 6/8/10/12/14/16/18 mm zur Verfügung. Hierdurch ist ein weitgefächertes Indikationsspektrum gegeben. Das Implantat eignet sich für folgende Insertionen:

- zur Insertion in den bereits langfristig abgeheilten Kieferknochen (Spätimplantation)
- zur verzögerten Insertion (6 - 8 Wochen nach Zahnextraktion)
- zur Sofortimplantation (direkt nach Zahnextraktion – unter entsprechenden Bedingungen).

Vierkant-Implantate können in allen Knochenqualitäten des Ober- und Unterkiefers (D1 - D4) eingesetzt werden.

Beachten Sie bitte die Indikationseinschränkungen in der Gebrauchsanleitung.

Material: Titan Grad 4



Durchmesser	Länge	Höhe	Art.-Nr.	Typ
3,0 mm	10 mm	8,0 mm	1015	○
	12 mm	8,0 mm	1040	
	14 mm	8,0 mm	1080	
	16 mm	8,0 mm	1120	
3,5 mm	6 mm	8,1 mm	0900	
	8 mm	8,1 mm	1000	
	10 mm	8,1 mm	1020	
	12 mm	8,1 mm	1050	
	14 mm	8,1 mm	1090	
	16 mm	8,1 mm	1130	
	18 mm	8,1 mm	1160	
4,5 mm	6 mm	8,6 mm	0910	
	8 mm	8,6 mm	1010	
	10 mm	8,6 mm	1030	
	12 mm	8,6 mm	1060	
	14 mm	8,6 mm	1100	
	16 mm	8,6 mm	1140	
5,5 mm	6 mm	9,2 mm	0920	
	8 mm	9,2 mm	1012	
	10 mm	9,2 mm	1035	
	12 mm	9,2 mm	1070	
	14 mm	9,2 mm	1110	
	16 mm	9,2 mm	1150	

IMPLANTATE

VIERKANT „CLASSIC“


Das Champions®-Classic ist ein 1-teiliges Schraubimplantat, das auf Knochenniveau zu inserieren ist. Es stehen Implantate im Durchmesser 3,5 mm und Längen von 8/10/12/14/16 mm zur Verfügung. Hierdurch ist ein weitgefächertes Indikationsspektrum gegeben. Das Implantat eignet sich für folgende Insertionen:

- zur Insertion in den bereits langfristig abgeheilten Kieferknochen (Spätimplantation)
- zur verzögerten Insertion (6 - 8 Wochen nach Zahnextraktion)
- zur Sofortimplantation (direkt nach Zahnextraktion – unter entsprechenden Bedingungen).

Classic-Implantate können in D1-Knochenqualitäten des Unterkiefers eingesetzt werden

Beachten Sie bitte die Indikationseinschränkungen in der Gebrauchsanleitung.

Material: Titan Grad 4



Durchmesser	Länge	Höhe	Art.-Nr.	Typ
3,5 mm	8 mm	8,1 mm	1005	●
	10 mm	8,1 mm	1025	
	12 mm	8,1 mm	1055	
	14 mm	8,1 mm	1095	
	16 mm	8,1 mm	1135	