

CHAMPIONS OP-BOX FÜR KERAMIKIMPLANTATE

Champions-Implants hat sein OP-Set um zwei Einbringhilfen für BioWin!-Keramik-Implantate sowie um neue Condenser erweitert.

Ein- und zweiteilige BioWin!-Keramik-Implantate stehen jeweils in den Durchmessern 4,1 und 4,5 sowie 5,0 mm und den Längen 9

und 11 sowie 13 mm zur Verfügung. Für das Einbringen wird – je nach Implantatdurchmesser – eines der beiden Insertions-tools benötigt, die beide dem erweiterten OP-Tray beiliegen. Besondere Bedeutung kommt beim minimal-invasiven Implantationsprotokoll „MIMI“ den Condensern zu. Die Condenser stehen jetzt in den Durchmessern 2,4 – 2,8 – 3,0 – 3,3 – 3,8 – 4,3 und 5,3 mm zur Verfügung und können zur Insertion der ein- und zweiteiligen Titan- und Keramik-Implantate verwendet werden.



Champions-Implants GmbH

Champions Platz 1, 55237 Flonheim

Tel.: 06734 91 40 80, Fax: 06734 10 53

info@champions-implants.de, www.championsimplants.com