


IMPLANTATE

Champions®-Implantate sind auf Knochenniveau zu inserieren. Durch unterschiedliche Durchmesser und Längen ist ein weitgefächertes Indikationsspektrum gegeben. Sie eignen sich zur Insertion in den bereits langfristig abgeheilten Kieferknochen (Spätimplantation), zur verzögerten Insertion (6–8 Wochen nach Zahnextraktion) und zur Sofortimplantation (direkt nach Zahnextraktion – unter entsprechenden Bedingungen). Beachten Sie bitte die Indikationseinschränkungen in der jeweiligen Gebrauchsanleitung.

(R)Evolution

zweiteiliges Schraubimplantat, kann in allen Knochenqualitäten des Ober- und Unterkiefers (D1–D4) mit und ohne Augmentation eingesetzt werden, Material: Titan Grad 4



Durchmesser	Länge	Höhe	REF-Nr.	Typ
3,5 mm	6,5 mm	3,5 mm	0800	
	8,0 mm	3,5 mm	0815	
	10,0 mm	3,5 mm	0830	
	12,0 mm	3,5 mm	0845	
	14,0 mm	3,5 mm	0860	
4,0 mm	16,0 mm	3,5 mm	0875	
	6,5 mm	3,5 mm	0802	
	8,0 mm	3,5 mm	0817	
	10,0 mm	3,5 mm	0832	
	12,0 mm	3,5 mm	0847	
4,5 mm	14,0 mm	3,5 mm	0862	
	16,0 mm	3,5 mm	0877	
	6,5 mm	3,5 mm	0805	
	8,0 mm	3,5 mm	0820	
	10,0 mm	3,5 mm	0835	
5,5 mm	12,0 mm	3,5 mm	0850	
	14,0 mm	3,5 mm	0865	
	16,0 mm	3,5 mm	0880	
	6,5 mm	3,5 mm	0810	
	8,0 mm	3,5 mm	0825	
6,0 mm	10,0 mm	3,5 mm	0840	
	12,0 mm	3,5 mm	0855	
	14,0 mm	3,5 mm	0870	
	16,0 mm	3,5 mm	0885	