


Kugelkopf

einteiliges Schraubimplantat, kann in allen Knochenqualitäten des Ober- und Unterkiefers (D1-D4) zur Fixierung von herausnehmbarem Zahnersatz eingesetzt werden (Im Oberkiefer sollten min. drei Pfeiler pro Quadrant, im Unterkiefer min. zwei Pfeiler pro Quadrant gesetzt werden), Material: Titan Grad 4



Durchmesser	Länge	Höhe	REF-Nr.	Typ
2,5 mm	10,0 mm	6,3 mm	1900	
	12,0 mm	6,3 mm	2015	
	14,0 mm	6,3 mm	2035	
3,0 mm	16,0 mm	6,3 mm	2055	
	8,0 mm	6,8 mm	1890	
	10,0 mm	6,8 mm	1905	
4,0 mm	12,0 mm	6,8 mm	2016	
	14,0 mm	6,8 mm	2040	
	16,0 mm	6,8 mm	2060	
	8,0 mm	7,1 mm	1895	
	10,0 mm	7,1 mm	2005	
	12,0 mm	7,1 mm	2025	
	14,0 mm	7,1 mm	2050	
	16,0 mm	7,1 mm	2070	