


Vierkant »Classic«


einteiliges Schraubimplantat,
kann in D1-Knochenqualität des
Unterkiefers eingesetzt werden,
Material: Titan Grad 4



Durchmesser	Länge	Höhe	REF-Nr.	Typ
3,5 mm	8,0 mm	8,1 mm	1005	
	10,0 mm	8,1 mm	1025	
	12,0 mm	8,1 mm	1055	
	14,0 mm	8,1 mm	1095	
	16,0 mm	8,1 mm	1135	

Vierkant »New Art«

einteiliges Schraubimplantat,
kann in allen Knochenqualitäten
des Ober- und Unterkiefers
[D1-D4] eingesetzt werden,
Material: Titan Grad 4



Durchmesser	Länge	Höhe	REF-Nr.	Typ
3,0 mm	10,0 mm	8,0 mm	1015	
	12,0 mm	8,0 mm	1040	
	14,0 mm	8,0 mm	1080	
	16,0 mm	8,0 mm	1120	
3,5 mm	6,0 mm	8,1 mm	0900	
	8,0 mm	8,1 mm	1000	
	10,0 mm	8,1 mm	1020	
	12,0 mm	8,1 mm	1050	
	14,0 mm	8,1 mm	1090	
	16,0 mm	8,1 mm	1130	
4,5 mm	18,0 mm	8,1 mm	1160	
	6,0 mm	8,6 mm	0910	
	8,0 mm	8,6 mm	1010	
	10,0 mm	8,6 mm	1030	
	12,0 mm	8,6 mm	1060	
	14,0 mm	8,6 mm	1100	
5,5 mm	16,0 mm	8,6 mm	1140	
	6,0 mm	9,2 mm	0920	
	8,0 mm	9,2 mm	1012	
	10,0 mm	9,2 mm	1035	
	12,0 mm	9,2 mm	1070	
	14,0 mm	9,2 mm	1110	
	16,0 mm	9,2 mm	1150	